



**IMM121631R**

## **OB ROTE UNIVERSAL-KOPFSTÜTZE**

- Hergestellt aus rotem, wasserabweisend behandeltem, hochdichtem Schaumstoff
- Bestehend aus 1 Basispolster, 2 Kopfstützkissen mit Öffnung für den Zugang zum Ohr, 2 Kinnstützen mit zentraler Polsterung und 8 Gurten, 2 bereits in der Basis integrierte Klettbänder zur Positionierung der Kopfstütze auf der Trage
- Radio-transparent
- Abmessungen: ca. 40x26x16 cm
- Gewicht: ca. 880 g

*DIR/QM – Rev. 01\_15/12/2023*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl