



**IMM121631P**

## **OB ROTE PÄDIATRISCHE UNIVERSAL- KOPFSTÜTZE**

- Hergestellt aus rotem, wasserabweisend behandeltem hochdichtem Schaumstoff
- Bestehend aus 1 Basispolster, 2 Kopfstützkissen mit Öffnung für den Zugang zum Ohr, 2 Kinnstützen mit zentraler Polsterung und 4 Gurten, 3 bereits in der Basis integrierte Klettbänder zur Positionierung der Kopfstütze auf der Trage
- Radio-transparent
- Abmessungen: ca. 34x26x15 cm
- Gewicht: ca. 500 g

*DIR/QM – Rev. 01\_15/12/2023*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl