



**YHR-CS1**

## **SCHAUFELTRAGE**

- Schaufeltrage aus Aluminium
- Wirkungsvolle Ein- und Aushängevorrichtung zur Teilung der Trage
- Einstellbare Länge mit automatischer Verriegelung
- Tasche mit 3 Schnellspanngurten zur Fixierung des Patienten
- Maximale Tragkraft: 200 kg
- Gewicht: ca. 8,5 kg
- Maximale Abmessungen (LxBxH): 210x44x6cm
- Minimale Abmessungen (LxBxH): 120x44x9cm

*DIR/QM – Rev. 01\_31/03/2025*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl