



**1515TG**

## **KATHETER MOUNT**

- Leichte, transparente Gänsegurgel für den Einmalgebrauch und für nur einen Patienten mit niederer Compliance
- Verbindungsstücke mit optimalem Halt
- Extrem flexibel
- Kann um 360° gebogen werden ohne den Inhalt zu verändern, druckfest
- Verbindungsstücke gemäß ISO-Norm
- CODE CND R020202

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl