



42573L

HANDSCHUHE DERMA NITR. SOFT SCHWARZ GR.L

- Nicht sterile Einweghandschuhe aus Nitril, puderfrei, ideal für Patientenuntersuchungen
- Hypoallergen: latexfrei, nicht allergenes Gummimaterial
- Schwarz, mit reißfestem Rand
- Die speziell entwickelte Formel des Materials verleiht den Handschuhen eine außergewöhnliche Weichheit vergleichbar mit den Latexhandschuhen
- Hohe Resistenz gegen aggressiven Chemikalien, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, Öl, Fette, Waschmittel und konzentrierte Reinigungsmittel
- Mikrorauhe Oberfläche: Tragekomfort und gutes Tastgefühl
- Geeignet bei Kontakt mit Lebensmitteln
- Vorgesehene Verwendung: idealer synthetischer Ersatz für Latexhandschuhe. Für latexfreien Gebrauch im medizinischen Bereich, Kollektivhygiene, Labor, Freizeitaktivitäten und Pharmaindustrie
- Größe: L
- 100 St. Packung

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl