



50AC2S14

VENENVERWEILKAN?LE G14 ORANGE

VENENVERWEILKAN?ULEN G14 ORANGE

- 2 Wege-Venenverweilnadel aus FEP mit Injektionsventil und biegsamen Fl?ugeln
- Komplikationsloser Gebrauch mit sehr guter Verweildauer auf der Haut
- Steril, zum Einweggebrauch, atoxisch, r?ontgenpositiv, apyrogen
- Abmessungen: 14G x 45 mm - orange
- CODE CND A010199

F?ur weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl