



BOR84062

E-HOLSTER BLAU LEER

- Leeres Gürtelholster
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Stoff, in der Farbe blau erhältlich
- Fünfach unterteilt, mit aufgesetzten Taschen für Handschuhe oder Schlauchbinden und für Pupillenleuchte
- Mit einer Gürtelschlaufe von circa 5,5 cm ausgestattet
- Abmessungen: ca. 14x3x19 (h) cm

DIR/QM - Rev. 02_08/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl