



BOR84065

E-HOLSTER ROT - KOMPLETT

- E-Holster für Gurte, komplett
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Stoff, in der Farbe rot erhältlich
- Fünfach unterteilt, mit aufgesetzten Taschen für Handschuhe oder Schlauchbinden und für Pupillenleuchte
- Mit einer Gürtelschlaufe von circa 5,5 cm ausgestattet
- Abmessungen: circa 14x3x19 (h) cm
- Im E-Holster sind enthalten:
- 1 Rettungsschere
- 1 anatomische Pinzette
- 1 Kocherklemme
- 1 Pupillenleuchte
- 1 Schlauchbinde

DIR/QM - Rev. 02_08/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl