



BOR87002N

RETTUNGSRUCKSACK MINI VIPER 2.0 LEER

- Rettungs-Rucksack Mini Viper 2.0
- Aus rotem, reißfestem, wasserdichtem Gewebe
- Ausgestattet mit Doppelgriff (oben und seitlich) zum leichteren Transport
- Große Vordertasche, kann ganz geöffnet werden, mit 2 internen Gummibändern zum Befestigen von Material
- 2 kleine Seitentaschen und eine große Außentasche
- Reflexstreifen frontal, seitlich und hinten auf den gepolsterten Schultergurten
- Das Rückenteil ist gepolstert
- 4 herausnehmbare farbige Innentaschen mit transparenter Vorderseite und Klettstreifen
- Verstärkter Boden und GummifüÙe
- Abmessungen: ca. 44x26x44 cm
- Gewicht: ca. 2,3 kg
- Maximales Transportgewicht 30 kg (Achtung GD 81)
- Er kann von Hand bei einer maximalen Temperatur von 30° C gewaschen werden.
- Wird leer geliefert, kann aber auf Kundenwunsch mit medizinischen Produkten ausgestattet werden
- Der MINI VIPER Rucksack entspricht der REACH-Verordnung, ist jedoch kein Medizinprodukt

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl