



BSU154

OB2012 FA MSU WB

- Medizinisches Sekretabsauggerät OB2012
- Wartungsfreie Kolbenpumpe
- Nennsaugleistung: 800 mbar (80 kPa) $\pm 10\%$.
- Nominaler Saugfluss: 30 LPM bei freier Luftgeschwindigkeit $\pm 10\%$.
- Maximale Betriebszeit (Freizyklus): 60 Minuten $\pm 10\%$.
- Hermetische Blei-Säure-Batterie
- Schutzgrad gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Festkörpern: IP34d
- Betrieb: 12÷15 Vdc
- Autoklavierbarer Sekretbehälter OB-J FA 1000 ml mit Überlaufventil und direkt im Deckel eingesetztem Schutzfilter, sterilisierbar max 30 Zyklen
- Ausgestattet mit der Wandhalterung OB WB (nach EN 1789)
- Optional: das Absauggerät kann mit einem externen Netzgerät mit 2-poligem Stecker (Netzspannung zwischen 100 und 240 Vac) und einem Ladekabel komplett mit Zigarettenanzünderstecker und 2-poligem Stecker ausgestattet werden
- Abmessungen: 350x240x120 mm
- Gewicht: 4,6 kg inklusive Anbauteile, ohne Halterung
- In Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften, der Richtlinie 93/42/EWG und den wichtigsten Bezugsnormen

User manual available on the [eIFU](#) webpage

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl