



BSU364EU

OBMINI FA MSU EU

- OB MINI medizinisches Sekretabsauggerät
- Wartungsfreie Kolbenpumpe
- Nennsaugleistung: 850 mbar (85 kPa) $\pm 10\%$.
- Nominaler Saugsfluss: 25 LPM bei freier Luftgeschwindigkeit $\pm 10\%$.
- Maximale Betriebszeit (Freizyklus): 60 Minuten $\pm 10\%$.
- Lithium-Polymer-Batterie vom anorganischen Festkörpertyp.
- Schutzgrad gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Festkörpern: IP43
- Betrieb/Ladung: 11÷30 Vdc
- Autoklavierbarer Sekretbehälter OB-J FA 1000 ml mit Überlaufventil und direkt im Deckel eingesetztem Schutzfilter, sterilisierbar max 30 Zyklen
- Möglichkeit, den Ladezustand der Batterie zu erfahren, ohne das Gerät einschalten zu müssen.
- Das OB MINI Absauggerät ist mit einer internen Mikroprozessorsteuerung ausgestattet, die die Speicherung der Bau- und Betriebsdaten des Gerätes ermöglicht
- Eine spezielle Funktion weist den Benutzer darauf hin, die notwendige, geplante Sicherheitsrevision durchzuführen
- Ausgestattet mit einem externen EU-Netzgerät mit 2-poligem Stecker (Netzspannung zwischen 100 und 240 Vac)
- Abmessungen: 290x240x95 mm
- Gewicht: 1,8 kg inklusive Anbauteile
- In Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften, der Richtlinie 93/42/EWG und den wichtigsten Bezugsnormen

User manual available on the [eIFU](#) webpage

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl