



DIA02009

BLUTDRUCKMESSGERÄT ANEROID FÜR WAND/TISCH

- Blutdruckmessgerät Aneroid rund für Wand/Tisch (Durchmesser 170 mm)
- Skala 0-300 mmHg
- Messgenauigkeit: ± 3 mmHg
- Armband mit Klettverschluss, Aufblasbirne und Spiralschlauch
- Wandhalterung mit Korb für Manschette
- Für professionellen und täglichen Gebrauch geeignet
- Medizinprodukt CE

DIR/QM – Rev. 02_02/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl