



**IMM120648**

## **HALSKRAUSE ERWACHSENE STIFNECK SELECT**

- Halskrause Stifneck für Erwachsene für die Hals-Immobilisierung, kann in 4 Größen eingestellt werden (Low, Short, Regular und Tall)
- Simpel und vielseitig in der Anwendung
- Perfekte Immobilisierung des Patienten
- Durch eine Öffnung vorne kann die Trachea überwacht werden
- Einfach zu waschen
- Röntgendurchlässig

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl