



IMM120798

2 TWIN ART HALSKRAUSEN KINDER IN TASCHE*

- Set aus 2-teiligen Twinart-Halskrausen, mit dem Spritzgussverfahren hergestellt
- Mit dem Nec Loc kann die Halswirbelsäule optimal immobilisiert und in eine neutrale Position gebracht werden
- Durch eine Öffnung vorne kann die Trachea überwacht werden
- Aus röntgennegativem Polyethylen mit nicht absorbierender Polsterung, einfache Säuberung
- In verschiedenen Farben, wodurch die Größe erkennbar ist
- Das Set besteht aus 1 Infant in rosa und 1 Pediatric in hellblau

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl