



**IMM121534**

## **KRANKENTRAGE X1 MIT 4 RÄDERN**

- Krankentrage aus Aluminium, erfüllt die europäische und DIN-Norm 13024
- Kann längsseitig eingeklappt werden, mit Sicherungen
- Die Plane besteht aus feuerfestem, reißfestem, resistentem, in der Mitte verstärktem Material, kann gewaschen werden
- 2 Sicherungsgurte mit automatischem Verschluss
- Die Tragegriffe sind ausziehbar und mit rutschfestem Kunststoff beschichtet
- Mit 4 Rädern
- Abmessungen geöffnet: circa 230x55,6x13,7 cm
- Abmessungen geschlossen: circa 192x15x14,5 cm
- Gewicht: circa 9 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl