



**IMM123110**

## **SCHIENE STEIF FÜR UNTERE GLIEDMASSEN**

- Steife Vakuumschienen zum Stabilisieren der unteren Gliedmaßen
- Aus PVC und Nylon
- Waschbar und röntgendurchlässig
- Klettverschlüsse
- Abmessungen: circa 74x40x3,5 cm
- Gewicht: circa 1,1 kg
- CODE CND M030505

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl