



PAL32050

BEATMUNGSMASKE OB SILIKON GRÖSSE 0

- Transparente autoklavierbare Beatmungsmaske mit Maskenwulst aus Silikon, schließt auf dem Gesicht luftdicht ab
- Durch den transparenten Körper kann der Pazient während der Beatmung problemlos überwacht werden
- Größe: 0
- CODE CND R03010199 CODE RDM 114125/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl