



**RIA53300**

### **LARYNGOS.SET KIN.K.L.2 SPATEL MILLER 0/1**

- Miller-Laryngoskop mit Fiber Optik, für Kinder, aus Inox-Stahl gefertigt
- 2,5V Halogenbeleuchtung im Spatel, was die Sterilisation vereinfacht
- Akkurates Finishing
- 2 Miller-Spatel F.O. (0-1), kleiner Griff
- Mit einer praktischen Schutzhülle in Zylinderform
- Im Handgriff finden 2 AA-Batterien platz, (die aber nicht enthalten sind)
- CODE RDM 26405/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl