



**VAL40950**

## **REPLANTATKOFFER**

- Koffer für die Replantation von Gliedmaßen, aus stoßfestem ABS in der Farbe orange gefertigt, mit Wandhalterung, es sind enthalten:
- Steriles Set Replantation/Transport für Finger
- Steriles Set Replantation/Transport für Hände
- Steriles Set Replantation/Transport für Arme
- Steriles Set Replantation/Transport für Beine
- Stauschlauch/binde
- Stauschlauch Modell Martin
- 10 Packungen steriler Mullkompressen 10x10 cm
- Pflasterrolle 2,5 cm
- Sterile Kompresse
- Alumed-Verbandtuch 40x60 cm
- Anatomische Pinzette
- Chirurgische Pinzette
- Pean-Klemme
- Abmessungen: circa 42x15x31 (h) cm
- Gewicht: circa 7,5 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl