



#### FT100B

#### FIEBERMESSER DIGITAL INFRAROT

- Anzeige: 3½-stelliges Flüssigkristall-LCD
- Temperaturmaßeinheit: Grad Celsius (° C) und Fahrenheit (° F)
- Messbereich: 32,0 - 42,9 ° C (89,6 - 109,2 ° F)
- Speichert die letzten 10 durchgeführten Messungen
- Batterie Typ beträgt ca. 2500 Anwendungen
- Laufzeit der Batterie ca. 2500 Anwendungen
- Abmessungen: 105 x 35 x 35 mm
- Nettogewicht: 36 GR
- Akustisches Signal: Piepton für EIN-AUS
- Lebensdauer des Geräts: 3 Jahre
- Komplett mit Schutzhülle aus Kunststoff

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl