



BOR81145N

RETTUNGSRUCKSACK ATLS 2.0*

- Rettungsrucksack ATLS
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Nylon-Gewebe
- Reflektierende Streifen auf gepolsterte Schultergurte zur besseren Sichtbarkeit
- Transparentes Frontfenster eignet sich zum Einfügen des Firmenlogos
- In der großen Vordertasche können auch größere medizinische Geräte sicher aufbewahrt werden
- Die Rückseite ist gepolstert um den Rücken zu schonen
- Die Schultergurte sind zum leichteren Transport mit einem Brustbeinverschluss versehen
- Stoßfeste Innenschale aus Polypropylen mit zentraler Sauerstoffflaschenhalterung
- 4 bunte abnehmbare Zubehörtaschen mit transparenter Vorderseite
- Abmessungen: ca. 32x25x53 (h) cm
- Volumen: ca. 35 Liter
- Gewicht: ca. 3,3 kg
- Maximales Ladegewicht: 30 kg
- Der ATLS-Rucksack wird leer verkauft, kann jedoch auf Kundenwunsch gefüllt werden

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl