



## BSU999

### SCHUTZFILTER FÜR ABSAUGGERÄT

- Einweg-Schutzfilter mit Filterträger aus PTFE und hermetisch verschließbarem Behälter aus Polypropylen.
- Maximal anwendbarer Druck 1 bar (100 kPa), Voraussetzung für medizinische Absauggeräte gemäß der ISO-Norm 10079-1.
- Das Gerät wird einzeln verkauft und ist in zwei Codes erhältlich: BSU999 und M03.1.003. Die beiden Codes haben ähnliche technische Eigenschaften und Funktionen.
- CE-Medizinprodukt.

DIR/QM – Rev. 02\_27/07/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl