



LD-588

AUTOMATISCHES/DIGITALES BLUTDRUCKMESSGERÄT

- LCD-Anzeige 52x59 mm
- Möglichkeit der Speicherung von bis zu 60 Messungen
- Kriterium: oszillometrisch
- Skala zur Druckmessung: 40-260 mm/Hg
- Skala für die Pulsmessung: 40-160 Schläge/min
- Genauigkeit: ±3 mm/Hg (Druck) ±5% (Puls)
- Druckbeaufschlagung: automatische Druckbeaufschlagung
- Druckentlastung: schnelle Druckentlastung mit Ventil
- Stromversorgung: 4 x 1,5V AA-Batterien (nicht enthalten)
- Abmessungen: 127x99x50 mm
- Gewicht: ca. 255 g ohne Batterien
- CE-Medizinprodukt
- Messungen müssen unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden

DIR/QM - Rev. 02 04/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl