



**BOR81146N**

## ZAINO DI SOCCORSO ATLS MODULE 2.0

- Rettungsrucksack ATLS modular
- Hergestellt aus reißfestem und wasserdichtem Nylon
- Reflektierende Streifen auf gepolsterte Schultergurte zur besseren Sichtbarkeit
- Das transparente Frontfenster eignet sich für das Einfügen des Vereinslogos
- Große Fronttasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von größeren medizinischen Geräten
- Weiche Rückenpolster, um die Ermüdung des Rückens zu verringern
- Die Schultergurte sind zum leichteren Transport mit einem Brustbeinverschluss versehen
- Der Rucksack ist mit einer stoßfesten Innenschale aus Polypropylen und mit 4 starren Unterteilungen zum Einfügen kleiner Taschen ausgestattet
- Die 4 farbigen, herausnehmbaren Innentaschen haben eine transparente Vorderseite
- Abmessungen: ca. 32x25x53 cm
- Volumen: ca. 35 Liter.
- Gewicht: ca. 3,3 kg.
- Maximal belastbares Gewicht 30 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl



- Der ATLS-Rucksack wird leer verkauft, kann aber auf speziellen Kundenwunsch gefüllt werden

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl