



SC185003

ABSAUGKATHETER CH18 ROT

- Bronchialsaugsonde mit gerader Spitze, steril und zum Einmalgebrauch.
- Stumpfe, atraumatische Spitze mit zwei versetzt angeordneten, elliptischen Seitenlöchern.
- Hergestellt aus ungiftigem, medizinischem PVC, weich, mit satinierte Oberfläche zum einfachen Einführen und Entfernen. Phthalatfrei.
- Lagerung: an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen, in der Originalverkaufsverpackung. Temperaturgrenzen: 10÷45° C.
- Abmessungen für Ch. 18: Länge 50 cm. Äußerer Durchmesser 6 mm. Farbe: rot.
- Medizinprodukt der Risikoklasse Is (steril I) gemäß der Richtlinie 93/42/EWG.

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl