




CH 28 - 9,3 mm

185420-000280

WENDL-KANÜLE CH 28 9,3MM

- Wendl-Nasopharyngealkanüle aus WIRUPREN® mit beweglicher Scheibe und verlängerter Spitze
- Für die nasopharyngeale Intubation in der Anästhesie, Intensivmedizin und im Notfall.
- Einzeln in steriler Verpackung geliefert
- Größe CH 28
- Innendurchmesser: 6,5 mm
- Äußerer Durchmesser: 9,33 mm
- Länge: 170 mm
- CND-CODE: R010101
- RDM-CODE: 627420

DIR/QM - Rev. 01_06/07/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl