



400052

ELASTISCHES SCHLAUCHNETZ 3 GAUGE - 1M

- Elastisches schlauchförmiges Netz für die Verbandskontrolle
- Hergestellt aus Spandex und Polyamid
- Weiße Farbe
- Länge: ca. 1m
- EC Medizinprodukt gemäß MDR 745/2017 - Klasse I unsterile

DIR/QM – Rev. 01_25/07/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl