



BOR87051

RUCKSACK RESPONDER TROLLEY

- Rucksack RESPONDER TROLLEY, ideal für den Transport von Material auf den Stationen des Krankenhauses
- Reißfestes Gewebe vom Typ Cordura in roter Farbe
- Ausgestattet mit:
 - 2 reflektierenden Streifen
 - einziehbarem Trolley-Griff
 - gepolsterten Schultergurten
 - 2 ausgestattete Fronttaschen
 - Innenfach mit Halterung für Sauerstoffflaschen und zwei Netztaschen
 - 3 herausnehmbare farbige Taschen mit transparenter Vorderseite
- Wird leer geliefert
- Abmessungen: ca. 42x28x57 cm
- Gewicht: ca. 3,5 kg

DIR/QM – Rev. 01_26/07/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl