



394600

### 3-WEGE-HAHN

- Luer-Lock-Anschlüsse, 1 drehbarer Auslass und 2 Einlassbuchsen, hermetisch abgedichtet bis zu 44Psi (300kPa)
- Die Ausgänge sind bis zum Gebrauch durch Luer-Lock-Kappen geschützt.
- Reduzierte Länge der Luer-Lock-Buchsen, um Rückstände während der Unterbrechung der Infusionstherapie zu vermeiden.
- Turbulenzsichere Luer-Lock-Anschlüsse zur Verringerung des Risikos der Bildung von Mikrobläschen im Inneren des Hahns
- Bruchsicherheit innerhalb der Anwendungsgrenzen und unter Einhaltung der bestehenden Richtlinien.
- Kann an zwei oder mehr Infusionssysteme angeschlossen werden.
- Verpackt in TYVEK.
- Sterilisiert durch Bestrahlung gemäß den geltenden Vorschriften.
- Apyrogen, zum einmaligen Gebrauch, einzeln verpackt.
- Ungiftige Materialien und kompatibel mit pharmazeutischen Produkten (Medikamente, Desinfektionsmittel, Infusionslösungen), mit denen sie bei normalem Gebrauch in Kontakt kommen können.
- Lagerung: bei Raumtemperatur, an einem kühlen und trockenen Ort, fern von direktem Licht und Wärmequellen.
- Verfallsdatum: 3 Jahre ab dem auf der Verpackung aufgedruckten Datum der Herstellungscharge.
- Beständig gegen Lipide, Blut und Blutprodukte
- Zeitliche Stabilität des Produkts: innerhalb der auf der Verpackung angegebenen Gültigkeitsdauer
- **EXPIRY 12/2024**

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl