



**HS-30Q**

## **PROFESSIONELLES PÄDIATRISCHES STETHOSKOP**

- Professionelles Stethoskop, ideal für den Einsatz im pädiatrischen Bereich
- Hohe Empfindlichkeit und sehr gute Tonübertragung
- Der Kopf des Stethoskops besteht aus verchromtem Metall
- Ohrschlauch aus widerstandsfähigem, latexfreiem Kunststoffmaterial, leicht zu reinigen und desinfizierbar
- CE-Medizinprodukt der Klasse I gemäß der europäischen Verordnung 2017/745 (MDR)
- Importiert und vertrieben von Boscarol Emergency Systems

*DIR/CEO – Rev. 02\_04/11/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl