



BOR81028

BORSETTA STANDARD ROSSA

- Borsetta standard con cerniera
- Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso
- Frontale trasparente
- Dotata di strisce tipo velcro per il fissaggio all'interno di borse e zaini
- Dimensioni: 27x12x9 circa
- Fornita vuota

DIR/QM – Rev. 02_08/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl