



**BOR81032**

## **BORSETTA STANDARD GIALLA**

- Borsetta standard con cerniera
- Tessuto antistrappo e impermeabile di colore giallo
- Frontale trasparente
- Dotata di strisce tipo velcro per il fissaggio all'interno di borse e zaini
- Dimensioni: 27x12x9 circa
- Fornita vuota

*DIR/QM – Rev. 02\_08/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl