



BOR89010

PROFI BAG VUOTA

- Borsa di soccorso Profi Bag
- Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso
- Dotata di:
 - maniglie e tracolla
 - interno modulare
 - 1 tasca anteriore
 - 2 ampie tasche laterali esterne
 - tasca interna trasparente sulla parte superiore
- Predisposta a contenere bombola ossigeno da 1 o 2 l
- Dimensioni: 60x25x27 cm circa
- Peso: 1,4 kg circa
- Fornita vuota

DIR/QM – Rev. 02_13/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl