



**BOR89010**

## **PROFI BAG VUOTA**

- Borsa di soccorso Profi Bag
- Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso
- Dotata di:
  - maniglie e tracolla
  - interno modulare
  - 1 tasca anteriore
  - 2 ampie tasche laterali esterne
  - tasca interna trasparente sulla parte superiore
- Predisposta a contenere bombola ossigeno da 1 o 2 l
- Dimensioni: 60x25x27 cm circa
- Peso: 1,4 kg circa
- Fornita vuota

*DIR/QM – Rev. 02\_13/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl