



**BOR89300**

## **INTUBATION BAG VUOTA**

- Borsa per l'intubazione
- Struttura interna logica attrezzata con elastici per il fissaggio del set intubazione
- Realizzata in tessuto antistrappo impermeabile di colore blu
- Dotata di:
  - 1 striscia rifrangente anteriore
  - 2 strisce in Velcro posteriori per l'ancoraggio in zaini o borse di soccorso
- Dimensioni: 32x22X7,5h cm circa
- Peso: 300 g circa

*DIR/QM – Rev. 02\_13/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl