



**BOR89332**

## **AMPOLLARIO GRANDE CON ELASTICI**

- Ampollario grande con apertura a libro
- Realizzato in tessuto antistrappo impermeabile di colore rosso
- Dotato di:
  - 2 parti con elastici removibili per un totale di 84 fiale di diverse dimensioni
  - Imbottitura centrale con tasca trasparente per la distinta e scadenza delle fiale
  - 2 strisce in Velcro per il fissaggio in borse o zaini
- Dimensioni: cm 25x25x7h circa

*DIR/QM – Rev. 02\_13/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl