



## **BOR89332**

## **AMPOLLARIO GRANDE CON ELASTICI**

- Ampollario grande con apertura a libro
- 2 parti con elastici removibili per un totale di 84 fiale di diverse dimensioni
- Imbottitura centrale con tasca trasparente per la distinta e scadenza delle fiale
- Realizzato in tessuto antistrappo impermeabile di colore rosso
- 2 strisce in Velcro per il fissaggio in borse o zaini
- Dimensioni: cm 25x25x7h circa
- Codice RDM 588009/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl