



BOR89332

AMPOLLARIO GRANDE CON ELASTICI

- Ampollario grande con apertura a libro
- Realizzato in tessuto antistrappo impermeabile di colore rosso
- Dotato di:
- 2 parti con elastici removibili per un totale di 84 fiale di diverse dimensioni
- Imbottitura centrale con tasca trasparente per la distinta e scadenza delle fiale
- 2 strisce in Velcro per il fissaggio in borse o zaini
- Dimensioni: cm 25x25x7h circa

DIR/QM – Rev. 02_13/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl