



CAV401

VALIGIA MEDIC 2 COP. ARANCIO

- Valigia Medic 2 con coperchio arancio
- Realizzata in abs antiurto di colore arancio
- Dotata di supporto di ancoraggio a parete
- Dimensioni: 39,5x13,5x26 cm
- Peso: 1,6 kg
- Fornita vuota

DIR/QM – Rev. 02_13/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl