



CAV605

ARMADIETTO VUOTO

- Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere
- Dotato di:
 - bordi arrotondati
 - tre ripiani in acciaio
 - anta con due porta accessori
 - base porta flaconi rimovibile
 - serratura con chiave
- Peso: 6,60 kg
- Dimensioni: 402x202x483(h) mm

DIR/QM – Rev. 02_13/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl