



VAL40110

VALIGIA IN ABS TIPO MULTI VUOTA

- Realizzata in abs antiurto di colore arancio
- Dotata di:
 - supporto di ancoraggio a parete
 - 2 parti eguali con scomparti interni mobili
 - 2 divisori completamente trasparenti
- Dimensioni: 42x15x30 cm
- Peso: 3,3 kg
- Fornita vuota

DIR/QM – Rev. 02_13/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl