





VAL40110

VALIGIA IN ABS TIPO MULTI VUOTA

- Valigia tipo Multi
- Realizzata in abs antiurto di colore arancio
- Dotata di supporto di ancoraggio a parete
- 2 parti eguali con scomparti interni mobili
- 2 divisorie completamente trasparenti
- Dimensioni: 42x15x30 cm
- Peso: 3,3 kg
- Fornita vuota

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl