



#### VAL43000

#### VALIGIA EMERGENZA IN ALLUM.TIPO B VUOTA\*

- Realizzata in alluminio anodizzato
- Alta resistenza e durata nel tempo
- Interno in termoformato lavabile e disinfettabile a sistema modulare
- Predisposizione per bombola ossigeno da 1 o 2 litri
- Vaschetta interna mobile in termoformato con rail porta fiale (max 60 fiale)
- Dimensioni: 52x36x24 cm
- Peso: 7,6 kg circa
- Fornita vuota

DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl