



**VAL43141**

## **BOSCAROL HIGH IMPACT CASE M**

- Boscarol High Impact case arancione media con pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti
- Valigetta a tenuta stagna in polipropilene
- Guarnizione ermetica e valvola automatica di pressurizzazione
- Chiusure di sicurezza a doppio step per facilitare l'apertura
- Manico morbido prodotto con uno speciale compound per migliorarne la presa ed il comfort
- Doppia predisposizione lucchetto
- Predisposizione cintura a tracolla
- Sistema di impilabilità
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia
- Perni in nylon, nessun problema di corrosione
- Spugne cubettate e bugnate disponibili su richiesta
- Predisposizione per etichetta resinata
- Dimensioni interne: 42,6x29x15,9 cm
- Dimensioni esterne: 46,4x36,6x17,6 cm
- Peso: 2,78 kg

*DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl