



#### VAL43151

### VAL. EXPLORER MINI 30.5x19.5x27cm VUOTA

- Valigia di soccorso impermeabile a tenuta stagna fino a 10 m di profondità
- Valvola di pressurizzazione
- Resistente agli agenti corrosivi
- Robuste chiusure a scatto con predisposizione per il lucchetto o piombo
- Dimensioni esterne: 30,5x19,5x27h cm circa
- Dimensioni interne: 27,6x17x20h cm circa
- Volume: 9,3 litri
- Peso 1,9 kg circa
- Fornita vuota

DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl