



#### VAL43152

### VAL. EXPLORER "P" 41x20.5x34h cm VUOTA

- Valigia di soccorso impermeabile a tenuta stagna fino a 10 m di profondità
- Valvola di pressurizzazione
- Resistente agli agenti corrosivi
- Robuste chiusure a scatto con predisposizione per il lucchetto o per piombo
- Dimensioni esterne: 41x20,5x34 cm
- Dimensioni interne: 38x18x27 cm
- Volume: 18,4 litri
- Peso: 3,1 kg
- Fornita vuota

*DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl