



**VAL43162**

**VAL. EXPLORER "M" 52x43.5x23cm VUOTA**

- Valigia di soccorso impermeabile a tenuta stagna fino a 10 m di profondità
- Valvola di pressurizzazione
- Resistente agli agenti corrosivi
- Robuste chiusure a scatto con predisposizione per il lucchetto o per piombo
- Dimensioni esterne: 52x23x43,5 cm
- Dimensioni interne: 48x20,5x37 cm
- Volume: 35,5 litri
- Peso: 4,6 kg
- Fornita vuota

*DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl