



VAL43164

VALIGIA EXPLORER 44.5x34.5x19cm VUOTA

- Valigia di soccorso impermeabile a tenuta stagna fino a 10 m di profondità
- Valvola di pressurizzazione
- Resistente agli agenti corrosivi
- Robuste chiusure a scatto con predisposizione per il lucchetto o per piombo
- Dimensioni esterne: 474x415x214 mm
- Dimensioni interne: 445x345x190 mm
- Volume: 29,2 litri
- Peso: 4 kg
- Fornita vuota

DIR/QM – Rev. 02_20/08/2024

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl