



**VAL43172**

### **VALIGIA EXPLORER "G" 65x24x51cm VUOTA**

- Valigia di soccorso impermeabile a tenuta stagna fino a 10 m di profondità
- Valvola di pressurizzazione
- Resistente agli agenti corrosivi
- Robuste chiusure a scatto con predisposizione per il lucchetto o per piombo
- Dimensioni esterne: 65x24x51 cm
- Dimensioni interne: 58x22x44 cm
- Volume: 56,1 litri
- Peso: 7,1 kg
- Fornita vuota

*DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl