



**VAL43174**

## **VALIGIA EXPLORER P CON 4 BORSETTE VUOTE**

- Valigia di soccorso Explorer P con 4 borsette vuote
- Impermeabile a tenuta stagna fino a 10 m di profondità
- Valvola di pressurizzazione
- Resistente agli agenti corrosivi
- Robuste chiusure a scatto con predisposizione per il lucchetto o per piombo
- Dotata di 4 borsette colorate con frontale trasparente e maniglia
- Dimensioni esterne: 41x20,5x34 cm
- Dimensioni interne: 38x18x27 cm
- Volume: 18,4 litri
- Peso: 3,4 kg

*DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024*

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscrol srl